NGS ファイティンキャンペーシ

第2课



Library-Seq+Metagenome

キャンペーン期間(サンプル到着分)

第1弾(継続中!) 2025/10/1(水)~12/25(木)

- · Bulk RNA-Seq
- · Single cell RNA-Seq

第2弾

2025/11/4(火)~2026/1/30(金)

- Library-Seq
- Metagenome

キャンペーン対象

1.Library-Seq

シーケンサー NovaSeq X Plus サンプル条件 調整済みライブラリ

Conc.:10nM 以上,液量:20ul 以上

データ量※1 ・10B フローセル:約 370Gb/lane(約 25 億リード)

・25B フローセル:約 900Gb/lane(約 60 億リード)

納品形態 HDD 納品

※1 取得データ量は目安となります。

データ量および質については保証いたしかねますので予めご了承ください。

お急ぎの場合は別途追加料金にて、最短 7 営業日で納品可能な**スピードプラン**での対応も可能です。ご依頼の際は右側の QR コードより留意事項をご確認のうえご依頼ください。



2.16s / ITS rRNA 解析


※韓国本社実施

シーケンサー MiSeq i100

サンプル条件 gDNA Conc.: 0.1ng/ul 以上 解析範囲 16s rRNA(V3-V4), ITS 領域 データ量 300PE, 約 100,000 reads

データ解析※1 ASV, LEfSe, PICRUSt2 納品形態 ダウンロード or HDD







※1 別途追加費用が発生します。

※5 サンプル以下は送料元払いでお願いいたします。

打ち合わせ

② 情報登録

オーダーシート作成

サンプル送付

⑤ 解析

納品














サンプル発送手順(詳細な手順はオーダーシート内のサンプルの発送方法をご参照ください)







<u>お客様情報のご登録</u> ※取得済みの場合は再度実施頂く必要はございません。 ご登録いただいたメールアドレス宛に確認メールが届きます。

メール中の「お客様 ID 登録完了の確認」をクリックしていただきましたら、ID 登録が完了いたします。

お客様 ID 登録



オーダーシートの作成

ご依頼前に弊社指定のオーダーシートを作成頂いております。

シートに記載されている注意点をご確認のうえ、必要事項をご記入いただき、 サンプルご送付前に弊社までメールにてお送りください。

書式ダウンロード



サンプル送付

作成いただいたオーダーシート・発送内容確認書をサンプルと同梱いただき、下記住所までサンプルは弊社へ**平日昼間の到着**とし、**土・日・休日を挟まない**スケジュールでお送りください。 ※12/25 午後~ 1/4 は受け取り不可となります。

〒135-0064 東京都江東区青海 2 丁目 4 番 32 号 タイム 24 ビル 16F 株式会社マクロジェン・ジャパン NGS サービス係行き

TEL: 03-5962-1124

RNA サンプルは**冷凍便(ドライアイス同梱包)**でお送り下さい。 DNA サンプルは**冷蔵便(保冷剤梱包)**でお送り頂けます。

Single cell RNA-Seq 用サンプルの到着日は都度ご相談ください。

納品

ダウンロードリンクもしくは HDD にて結果を納品します。納品データは 納品後 3 か月間は弊社サーバー内で保管しておりますので、再取得をご希望の 場合は弊社までご連絡ください。なお保管期限後はデータを削除いたします。

≥ お問い合わせ

詳しい仕様や費用、ご相談などについては弊社代理店 もしくは QR コードからお問い合わせください。

株式会社マクロジェン・ジャパン

Tell: 03 (5962) 1124

Mail: ngs@macrogen-japan.co.jp

〒135-0064

東京都江東区青海 2 丁目 4 番 32 号 タイム 24 ビル 16F

パンフレット





