

PBSタブレット

～リン酸緩衝塩～



陽助手



**PBSタブレットを脱イオン水に溶かすだけで
リン酸緩衝液：D-PBS (-)を簡単に作製できます。**



製品紹介

- ・簡単にリン酸緩衝液PBSを作製できます。
- ・タブレットを脱イオン水で溶かします。
- ・1錠で100mLのPBSを作製出来ます。
- ・PBSは細胞の継代、保存時に使用。

タブレットを溶かすだけで簡単にPBSが出来ます。すぐ出来るので、作り忘れの心配もございません。



リン酸緩衝塩 (PBSタブレット)

カタログ番号	品名	容量	価格
BNDSBN200	リン酸緩衝塩 (ダルベッコ、カルシウム、マグネシウム不含)	100錠/10L	8,000円

その他細胞関連試薬

カタログ番号	品名	容量	価格
IC1860454	リン酸緩衝液 (ダルベッコ、カルシウム、マグネシウム不含)	500mL	7,000円
IC2820549	EDTA液 (0.2%カルシウム、マグネシウムフリーPBS)	100mL	7,500円
IC1689349	トリプシン液 (2.5%、カルシウム、マグネシウムフリーハンクス液)	100mL	8,000円
KJKJB220	EDTA-トリプシン液 (0.02%EDTA、0.1%トリプシン)	100mL×2	10,000円

●掲載の商品は全て研究用試薬です。人や動物の医療用・臨床診断用等には使用しないでください。
●掲載の価格は、2021年2月現在の価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。

株式会社ケー・エー・シー 試薬事業部

〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20
(お問い合わせ窓口)

■TEL: 06-6435-9747 ■FAX: 06-6435-9748

【URL】 <https://www.kacnet.co.jp/>

【E-mail】 shiyaku-info@kacnet.co.jp

バイ博士

