



## モニター募集


### QIAcuity デジタル PCR システム

# オールインワンのデジタル PCR を体験しませんか

ご応募の方々の中から選定でモニター機を一定期間、無料でお貸し出いたします。

また、初期に必要な試薬・消耗品も合わせて無償提供いたします。ご応募を心からお待ち申し上げております。


## ナノプレートを選んだ理由



固定された分画により、分画間のばらつきや干渉を排除




圧着したナノプレートがコンタミネーションリスクを排除



すべての分画の同時読み込みによる迅速解析



なじみのある PCR 様プレートで、作業効率の向上



自動化にも対応するプレート形状

応募期間：2021年7月21日（水）～8月31日（火）


Sample to Insight



応募期間	2021年7月21日(水) ~ 2021年8月31日(火)
モニター機のモデル	QIAcuity One 5plex System
貸し出し期間	モニター機を設置後、最大3週間
応募方法	QRコード®を読み取り、専用フォームからお申し込みください。担当者からご連絡いたします。ご応募いただいた方々の中から条件に応じてモニターを選定させていただきます。予めご了承ください。
応募条件	日本国内の施設で、ご応募者をご所属の研究室に設置できること。 ※モニター期間後に評価結果・ご意見・ご感想をお聞かせいただけます。
機器本体以外に付帯するもの	ナノプレート、PCR試薬、操作・解析用PC、動作確認、取り扱い説明 ※ご希望を事前にお伺い・ご相談させていただきます。
ご注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機器は研究用であり、診断目的での使用はできません。</li> <li>モニター機の搬送・据付・引き上げに係る費用はキアゲンが負担します。</li> <li>モニター機の破損等があった場合、状況をお伺いの上修理費用をご負担いただく場合がございます。</li> </ul>



QIAcuity One 5plex System 仕様:  
 本体寸法:幅380mm、奥行き650mm、高さ450mm  
 機器重量:36 kg  
 電源:AC100-240V、50-60Hz、1000VA  
 プレート処理数:1枚  
 検出チャンネル:5色 (FAM, VIC, TAMRA, ROX, Cy5)  
 処理能力:約2時間 / プレート



プレートタイプ	プレート当たりのサンプル数	1ウェル当たりの分画数	1ウェル当たりの容量	主要アプリケーション
Nanoplate 26K 24-well	24	約 26,000	40 µl	レアミューテーションの検出、リキッドバイオプシー等
Nanoplate 8.5K 24-well	24	約 8,500	12 µl	コピー数多型、NGS ライブラリーの定量等
Nanoplate 8.5K 96-well	96	約 8,500	12 µl	コピー数多型、NGS ライブラリーの定量等

QIAcuityおよび記載のQIAGEN製品は分子生物学実験用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。

最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては、ウェブサイト[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) の“Trademarks and Disclaimers”をご覧ください。QIAGENキットのHandbookおよびUser Manualは[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) から入手可能です。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAcuity™ (QIAGEN Group). 本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

2302703 07/2021 © 2021, QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき 3-13-1 | Forefront Tower II  
 Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-ip@qiagen.com | [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)



モニターのお申込みこちら

販売店使用欄